

# Assistenza e manutenzione

PEM Hydrogen Generators



## Generatori di idrogeno Parker Balston:

Per garantire le prestazioni ottimali ed il massimo 'up time' del vostro Generatore di Idrogeno PEM, Parker Balston raccomanda che una manutenzione completa.

MADAtec è un centro assistenza Parker Balston autorizzato che si occupa dell'installazione, manutenzione e riparazione dell'intera gamma di sistemi per gas analitici. Tutti i tecnici sono altamente qualificati e utilizzano solo ricambi Parker originali.



## Per informazioni, contattare:

**MADAtec srl**

Via Monte Grappa, 18  
20060 Pessano con Bornago (MI)  
Italy

Tel +39-02-36542401

Fax +39-02-70046017

service@madatec.com

www.madatec.com

## Caratteristiche dell'assistenza

- Centro assistenza autorizzato Parker
- Professionalità e competenza per quanto riguarda prodotti e applicazioni
- Prestazioni ottimali nel tempo
- Ricambi Parker originali
- Tecnici altamente qualificati
- Assicurate al vostro generatore una vita più lunga



# Assistenza e manutenzione

## Generatori di idrogeno (PEM)

Il servizio completo di manutenzione di 24 mesi comprende:

- Sostituzione della cartuccia deionizzante**
- Sostituzione del filtro dell'acqua**
- Sostituzione dei filtri ambientali**
- Sostituzione della cartuccia essiccante**
- Sostituzione del galleggiante interno**
- Sostituzione della pompa dell'acqua**
- Prova di pressione interna**
- Verifica impostazioni allarme**
- Pulizia generale interna ed esterna del generatore**
- Documentazione relativa alle prestazioni rese**

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, contattate MADAttec al numero +39-02-36542401 o inviate un'e-mail all'indirizzo [service@madatec.com](mailto:service@madatec.com)